



B&E Korea
Product catalog
NO.1 for the Best
for the Excellent

B&E KOREA Co., Ltd

About B&E KOREA

تأسست عام 2013 تحت شعار توفير منتج مبتكر و ممتاز .
تهدف لتكون الشركة الأولى في صناعة مواد طب الأسنان من خلال البحث
و التطوير و الابتكار المستمر وهي حاصلة على شهادات
GMP ISO CE FDA
وستستمر في التركيز على ابتكار المنتجات ذات الجودة و الموثوقية العالية
لتلبية رضا أطباء الأسنان حول العالم .

B&E KOREA
providing innovative product
for the best & excellent to be
NO.1 COMPANY
IN DENTAL INDUSTRY ”



Exclusive Agent in Syria Alkaram Dental Supplies

🏠 Aleppo-Syria 📞 0212666929 📱 0940666929 Aleppo 📱 0962233550 Lattakia

🌐 @AlKaramDentalSupplies 🌐 alkaramdent.com 📱 0962233622 Damas

alkaram
dental supplies

B&E KOREA Co., Ltd

B&E KOREA

Etching Gel

Etch-37

- مخرش حمض الفوسفور بتركيز 37%
- بقوام جيل يساعد بالتآبات على سطح السن دون السيلان على الأسطح الغير مرغوب بتخريشها
- سعمل التطبيق و الإزالة .
- إزالة طبقة اللابخة المتهشكلة بعد التحضير مما يقوي قوى الارتباط للترميمات .
- تخريش كافي بأقل ضرر ممكن للبنى السنية .
- متوفر بكمية اقتصادية سيرنغ 5 ملم .



Bonding Agent

Xs-Bond

- بوند بن نظام الجيل الخامس ضوني التصلب .
- قوة إلصاق عالية جداً .
- متقبل حيويًا و لا يحدث أي تنكس لبني أو تعيج لبني .
- لا يسبب حساسية .



Orthodontic Bond Primer

- بوند خاص بالإلصاق التقويضي ضوني التصلب .
- قوة إلصاق عالية جداً .
- ارتباط قوي جداً .
- متقبل حيويًا و لا يحدث أي تنكس لبني أو تعيج لبني .
- لا يسبب حساسية .



Bonding Agent

- Composite Resin

XS Fill

- كهيوزيت ضوئي التصاب مصمم للترميمات الخلفية و الأمامية التجميلية**
- مدعم بجزيئات نانوية مائة تسمل عملية الإنماء و التلميع .
 - مقاومة عالية للانسحال و قوى الشد المختلفة .
 - تقلص تصليبي بالحد الأدنى مما يقلل من الشد على البنى السنية و السيطرة على التسرب الحفافي و تلون الحواف .
 - ظلالية شعاعية .
 - متوفر بألوان مختلفة (A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, A03)
 - لا يسبب حساسية عاجية .
 - قوام لدن سهل الاستخدام والتشكيل .
 - لا يلتصق على أدوات تطبيق الكهيوزيت .
 - يستخدم مخبرياً للترميمات الغير مباشرة (ONLAY.INLAY)
 - متوفر بحجم اقتصادي جدا 4 غرام للتيوب الواحد .



Chemicore A3

- رقتح ثنائي التصاب لإصاق الأوتاد الجذرية و بناء القلوب**
- يستخدم لإصاق أوتاد الفايبر و إصاق الترميمات الجزئية (ONLAY.INLAY)
 - يؤمن مقاومة كبيرة لقوى الضغط و القص .
 - يستخدم لبناء السن بعد إصاق أوتاد الفايبر .
 - يستخدم للترميمات الكبيرة للأسنان الخلفية بعد المعالجة اللبية و بدفعات كبيرة .
 - يتوفر بشكل سيرنغ بحجم اقتصادي 10 غرام .



Flow A2

- كهيوزيت سيال ضوئي التصاب**
- مثالي للتجاويف الصغيرة في الأسنان الأمامية و الخلفية .
 - يتميز بـ :
 - التدفق الجيد . قوة ضغط عالية . ظلالية شعاعية .
 - متوفر بألوان A1 - A2 - A3 .



– Endodontic Materials



Block-Dam

- يستخدم لتحقيق العزل و الختم الكامل حول حواف وشبك الحاجز المطاطي .
- يستخدم لبناء جدران الحجرة اللبية بشكل مؤقت أثناء المعالجة اللبية .
- يستخدم لعزل اللثة أثناء التبييض الضوئي في العيادة .
- سهل الاستخدام و سريع التصلب الضوئي .
- سموله وسرعة في الإزالة بعد اتمام المعالجة .
- يتوفر بشكل سيرنجات بسعة 1.2 ML .

– Orthodontic Cement/Primer



Bond T

- كوهيوليت إصاق الحاصرات الشفاف
- يحتاج لبوند يساعد في تأمين الحاصرة بالمكان المناسب بسبب لزوجته المتميزة
- قوة الرابطة المثلى .
- يضمن الالتصاق المثالي وضعًا دقيقًا للقوس بدون انزلاق .
- وقت معالجة أسرع .

— Canal Prep Solution



B&E PREP

- EDTA 18% مو مزلق و مميء للقناة اللبية .
- يعمل على ربط سلس بين المبرد و الأقتنية لتفادي كسر المبراد
- أساسه القابل للذوبان في الماء
- يساعد بعدم وجود بقايا و إزالة التكلسات بسهولة .

— Endodontic Filling Material

Root-Sil

- مادة حشو الأقتنية الجذرية ذات أساس سيلكوني مدعمة بذرات ال MTA .
- زمن عمل 15 دقيقة و زمن تصلب سريع داخل القناة .
- سموله إزالة زوائد السيلار من الحجرة اللبية بعد الانتعاش من حشو الأقتنية .
- ظلالية ممتازة على صور الأشعة X-RAY .
- متقبل حيويًا لوجود ذرات MTA .
- يتمتع بخواص فيزيائية متطورة للإتحاد بأقماع الكوتا و تشكيل حشو كقيم للأقتنية الجذرية .
- متوفر بسيرنغ 5ML .



Endodontic & Orthodontic

Implant Resin Cement

CEM Implant

اسمنت ثنائي التصلب

- خاص بالاصاق الجسور فوق الزرعات السنية .
- بقايا السيمنت يمكن إزالته بسهولة .
- يستخدم لفترات طويلة .



Non-Eugenol Cement

ChemiTemp NE

- اسمنت خالي من الأوجينول للإصاق المؤقت .
- يؤمن ثبات ممتاز طويل الأمد .
 - قوة إصاق مناسبة .
 - للجسور طويلة الأمد و الجسور المؤقتة .



ChemiTemp orange

- اسمنت إصاق مؤقت كيميائي التصلب .
- يستخدم لإصاق التعويضات المؤقتة و التعويضات الدائمة بشكل مؤقت و بدون أوجينول .
 - يتوفر بشكل سيرنغ 5ML مع رؤوس حقن ECO .



— Light-Cured Base & Liner

B&E ino

- مادة هبطنة و حشوة قاعدية مدعمة بهامات الكالسيوم ضمن قالب راتنجي ضوئية التصلب .
- تستخدم للتغطية الغير مباشرة .
- حشوة قاعدية تحت ترميمات الكمبوزيت للتخفيف من الحساسية التالية لترميمات الكمبوزيت.
- تحرض على تشكيل العاج الثانوي تحتما بفضل القلوية العالية لهامات الكالسيوم .
- قليلة على الأشعة .
- تيوب يحوي على 2 غرام .



— Filling Materials

B&E Temp yellow

- حشوة مؤقتة ضوئية
- تستعمل بطريقة العصر و ممكن استعمالها بدون أداة تطبيق
- تستخدم لجميع استخدامات الحشوات المؤقتة .
- تؤمن ختم كامل للحجرة .
- سمولة أكبر بالتطبيق و الإزالة .



Light-Cured

- ChemiSil

ChemiSil LB

- مادة طبع مطاط سيليكوني محب للماء .
- تمتاز بمقاومة تمزق عالية ، ومقاومة تشوه عالية و قدرة جيدة على إعادة نسخ النسخ .
- اتسابية عالية ، و مقاومة تمزق بالإضافة إلى أنها محبة للرطوبة .
- لا تتشكل فيما الفقاعات الناتجة عن أجمرة تخلية المواء .



ChemiSil Clear

- مادة سيليكونية سريعة التصلب و شفافة
- تمتاز بقوة عالية و الضوء يخترقها بعد تصلبها .
- تمتاز بانسيابية عالية ، و مقاومة تمزق بالإضافة إلى أنها محبة للرطوبة .
- لها قدرة على نسخ التفاصيل الدقيقة بسبب انسيابتها .
- لا تتشكل فيما الفقاعات الناتجة عن أجمرة إخلاء المواء .



ChemiSil BITE - BLu

- مادة طبع مطاط سيليكوني محب للماء
- تستخدم للحصول على طابع للسطوح الطاحنة بديل استخدام العضة الشمعية .
- لها قدرة على نسخ التفاصيل الدقيقة بسبب انسيابتها .
- تمتلك خواص سريعة و قساوة عالية و من الممكن تشذيبها بسهولة .



ChemiSil HB

- مادة طبع مطاط سياليكوني محب للماء .
- يتميز بمرونة عالية لضمان سهولة في أخذ الطبعة و قوة شد لعدم تشوه الطبعة .
- اتسابية عالية ، و مقاومة تمزق بالإضافة إلى أنها هدية للإطوبة .
- لا تتشكل فيما الفقاعات الناتجة عن أجزئة تخلية المواء .



Crown A2

- اكريل مؤقت يستخدم في فترة ما قبل التيجان التجميلية
- يتميز بجمالية عالية و مقاومة للكسر في المناطق الرقيقة
- فمنع لزوم إعادة تصحيح الحالة .
- يتصلب ذاتيا و يتميز بالانتشار و الوصول إلى المناطق الدقيقة و سرعة في التصلب .



SOFT PUTTY

- مادة طبع مطاط سياليكوني محب للماء
- ينمذج يدويا بـ **BASE & CATALYST** و يعطي تفاصيل عالية و قوة ضد التمزق .
- يجب استعمال الـ **LIGHT BODY** بعكس .



XS-BOND 7

بوند من نظام الجيل السابع صوتي التصاب

- ليس بحاجة إلى تخريش .
- قوة إصاق عالية جدا .
- متقيل حيويًا ولا يحدث أي تنكس أو تميح لبي .
- لا يسبب حساسية .



Pattern Flow

معجون ريزيني صوتي التصاب لأخذ الطبقات
و ربط الزرعات المباشرة .



Pattern Putty

سيال ريزيني صوتي التصاب لربط الزرعات
بالطريقة المباشرة .

