

al-karam
dental supplies

CHAIR MANUFACTURER
DENTAL UNIT

ANYE

DENTAL UNIT CHAIR MANUFACTURER

الشركة المصنعة لكروسي وحدة الأسنان

ANYE®

PROFESSIONAL DENTAL CHAIR

ANYE هي واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع وحدات طب الأسنان في الصين , متخصصة في البحث والتطوير التقني لمعدات طب الأسنان . شركة ذات تقنيات تصنيع عالية , تتمتع بقدرات البحث العلمي المتقدمة لتطوير معدات طب الأسنان وفق أعلى معايير الجودة العالمية .
حاصلة هلى شهادات **ISO 13485** cE.

ANYE is one of the leading manufacturers of dental units in China, specializing in the technical research and development of dental equipment. A high-tech company with advanced scientific research capabilities to develop Dental equipment according to the highest international quality standards .

alkaram
dental supplies

الوكيل الحصري المعتمد في سورية شركة الكرم للتجهيزات السنية
Exclusive Agent in Syria **Alkaram Dental Supplies**

🏠 Aleppo-Syria 📞 0212666929 📱 0940666929 Aleppo 📱 0962233550 Latakia

📱 @AlKaramDentalSupplies 🌐 alkaramdent.com 📱 0962233622 Damas



OUR PRODUCTS

DENTAL UNIT AY- 215

A2

DENTAL UNIT AY- 215

B3

DENTAL UNIT AY- 215

C1

SPEED

DEVELOPMENT

ANYE®

DENTAL UNIT
AY- 215 A2



وحدة طب الأسنان AY- 215 A2

- ◀ يتكون كرسي المعالجة AY-215 A2 من الجيل الأحدث من وحدات طب الأسنان المتطورة .
- ◀ ضوء ليد مركز من PHILIPS مع فلتر تغيير اللون والتحكم بدرجة حرارته .
- ◀ تصميم انسيابي وعصري مريح للعمل مكون من :
 - ◉ مسند الظهر كبير وانسيابي يوفر راحة للمريض عند الجلوس لفترة طويلة .
 - ◉ مزود بحركة توافقية متزامنة بين حركة المقعد للصعود والهبوط مع حركة المسند أمام وخلف لتشكيل زاوية ارتفاع مناسبة للجلوس والعمل .
 - ◉ الصندوق الجانبي قابل للدوران بزاوية 45° لتوفير مساحة عمل مناسبة .
 - ◉ قاعدة الهيكل مصنوعة من الفونط الخام ذو السماكة العالية المقاوم للصدأ , مما يوفر ثباتية أعلى من الأرض .
- ◀ تم تصميم المنتج وفق أعلى المعايير التقنية الحديثة لتتماشى مع متطلبات سوق العمل من الأطباء .

DEVICE PARTS

مبصقة قابلة للفك

يمكن فك المبصقة لسهولة التنظيف والتعقيم
وحدة المبصقة قابلة للدوران ب اتجاه المريض
بزاوية 90° .



DETACHABLE SPITTOON

طاولة الأدوات

إمكانية التحكم في جميع وظائف الكرسي
4 ذواكر ... ثلاثة منها قابلة للضبط .



INSTRUMENT TRAY

مسند رأس مريح قابل للتعديل

مسند الرأس المنحني القابل للتعديل أكثر راحة من مسند الرأس المسطح التقليدي ، فهو يمنع الرأس من الاهتزاز ويمكن تعديله من زوايا متعددة .



ADJUSTABLE
COMFORT HEADREST

كرسي طبيب الأسنان

إمكانية التحكم في ارتفاع المقعد والمسند عجلات ذات ديمومة طويلة كتيمة للصوت يوفر راحة عالية لجسم الطبيب عند الورك والظهر .



DENTIST CHAIR

دعسة القدم متعددة الوظائف

إمكانية التحكم في جميع حركات الكرسي وعمل الكأس والمبصقة وفصل المياه والتجفيف .



MULTIFUNCTIONAL
FOOT PEDAL

حجلة تخزين المياه

سعة تخزين كبيرة 1.5L توفر وقت عمل أطول لون شفاف لتحديد منسوب الماء داخل الحجلة .



WATER
STORAGE BOTTLE

صندوق جانبي قابل للتدوير

يمكن تدوير الجانب 45° ، والنطاق المتحرك واسع ، ذلك من السهل تحديد الموضع الذي يحتاجه المساعد .



ROTATABLE SIDE BOX

الهيكل الداخلي

من معدن ألومنيوم المقاوم للصدأ والرطوبة ,
صلابة عالية .



ALUMINUM CABINET

ذراع ضوء المعالجة

مصنوع من ألومنيوم المصبوب ذو المرونة العالية ,
عمر طويل بعد إجراء أكثر من 100,000 اختبار جهد .



CAST ALUMINUM
LAMP HOLDER

صندوق التوصيلات الخارجية

مقاوم للغبار والصدأ والرطوبة و منع التداخل
الكهرومغناطيسي وفقاً لمعايير السلامة الأوروبية
يحوي فلتر لتنقية المياه وقاطع كهربائي لعمل الكرسي .



JUNCTION BOX

جلد

مصنوعة من جلد الألياف المقاوم للتآكل للغاية , إنها ناعمة
وقابلة للتهوية . تمتلئ الوسادة برغوة مرنة للغاية للحفاظ
على المريض في حالة مريحة .



LEATHER

ضوء المعالجة LED من PHILIPS

إضاءة عالية قابلة للتعديل الشدة (8000 lux ~ 30.000)
وألوان أقرب للضوء الطبيعي .
4 ثنائيات باعثة للضوء الأبيض (ليدات)
4 ثنائيات باعثة للضوء الأصفر (ليدات)
إمكانية اختيار لون الضوء مما يوفر راحة في العمل أثناء
المعالجة بالكمبوزيت
حساس تشغيل باليد عن بعد
إمكانية التحكم بدرجة حرارة اللون 5000 K



WHITE AND YELLOW
LIGHT LED OPERATING LAMP

ANYE[®]

DENTAL UNIT

AY- 215

B3




alraram
dental supplies

SAFRTY

- ◀ تصميم أنيق وعصري يجمع كافة التقنيات الحديثة اللازمة لراحة العلاج للمريض والطبيب .
- ◀ أذرع طاولة الطبيب ذو انسيابية وتوازن عالي أثناء الحركة .
- ◀ أنابيب المياه والهواء من السليكون الأمريكي الصنع التي تتميز بعمرها الطويل .
- ◀ محركات ميكانيكية صامدة تحمل حتى **150KG** بثبات عالي .
- ◀ كافة الأجزاء مصنعة من مواد أولية عالية الجودة بمنتهى الدقة لتقدم أفضل أداء مع مدة عمل طويلة .

DEVICE PARTS



مسند ظهر معدني

طبقة من الفولاذ المدعم الصلب
ذو سماكة 4 mm
أكثر ثباتاً واستقراراً أثناء الحركة
متانة وصلابة وشكل أكثر فخامة



مبصقة قابلة للفك

يمكن فك المبصقة لسهولة التنظيف والتعقيم
وحدة المبصقة قابلة للدوران ب اتجاه المريض
بزواية 90° .

DEVICE PARTS

DENTIST CHAIR



كرسي طبيب الأسنان

إمكانية التحكم في ارتفاع المقعد والمسند
عجلات ذات ديمومة طويلة كتيمة للصوت
يوفر راحة عالية لجسم الطبيب عند الورك والظهر .

MULTIFUNCTIONAL
FOOT PEDAL



دعسة القدم متعددة الوظائف

إمكانية التحكم في جميع حركات الكرسي
وعمل الكأس والمبصقة وفصل المياه والتجفيف .

طاولة الأدوات

أمكانية التحكم في جميع وظائف الكرسي
إمكانية ضبط معدل تدفق المياه وضغط الهواء لكل توربين
9 ذواكر عمل قابلة للضبط
فرامل هوائية لضبط حركة طاولة الأدوات وجعلها مستقرة
شاشة لعرض وظائف الكرسي أثناء العمل



ضوء تشغيل LED

مصدر ضوء LED من PHILIPS قابل للتعديل من <8,000 إلى> 30,000 ، ذو حركة مرنة ورشيقة وسهلة لتحديد الزاوية المطلوبة من الإضاءة .



LED
OPERATING LIGHT

صندوق التوصيلات الخارجية

مقاوم للغبار والصدأ والرطوبة و منع التداخل الكهرومغناطيسي وفقاً لمعايير السلامة الأوروبية . يحوي فلتر لتنقية المياه وقاطع كهربائي لعمل الكرسي .



JUNCTION BOX

نظام التحكم المساعد

مع لوحة تحكم متعددة الوظائف ، فمن المريح لمساعد الطبيب استخدام الوظائف المشتركة من كرسي الأسنان ومساعدة أطباء الأسنان لتحسين كفاءة العمل .



ASSISTANT
CONTROL SYSTEM

مسند ذراع قابل للتدوير

يمكن تدوير مسند الذراع أفقياً وهو أمر مناسب للمرضى للاستلقاء صعوداً وهبوطاً على الكرسي .



ROTATABLE
ARMREST



الهيكل الداخلي

من معدن ألومنيوم المقاوم للصدأ والرطوبة ,
صلابة عالية .



لوح القدم

يرصد لوحة القدم من المواد PU
حيث المرضى لا تحتاج إلى خلع أذيتهم للعلاج
وهو أمر مناسب للتنظيف



هيكل الكرسي

هيكل الكرسي تم قصه وتشكيله بواسطة آلات الليزر
دقة عالية في الأبعاد .. تحقق توازن أعلى على الأرض ..
تعد أحدث تقنية يتم تصنيع بها وحدات طب الأسنان .



ذراع ضوء المعالجة

مصنوع من ألومنيوم المصبوب ذو المرونة العالية ,
عمر طويل بعد إجراء أكثر من 100,000 اختبار جهد .

CONCEPT OF COMFORTABLE DESIGN

OUR DESIGN PUT COMFORT , SAFRTY AND EASY USING INTO THE FIRST PLACE,
NEVER COMPROMISE!ALL OUR PRODUCTS FOCUS ON PRACTICALITY,FUNCTIONS
AND AESTHETICS,WHICH LEADS THE TREND OF DENTAL INDUSTRY

ANYE®

DENTAL UNIT

AY- 215

C1



alkaram
dental supplies

وحدة طب الأسنان AY- 215 C1

- ◀ يتكون من تصميم احترافي يجمع بين الراحة والتكنولوجيا المتطورة لراحة العمل .
- ◀ أداء مميز مع أفضل سعر من هذه الفئة الممتازة .
- ◀ أنابيب المياه والهواء من السليكون الأمريكي الصنع التي تتميز بعمرها الطويل .
- ◀ محركات ميكانيكية صامدة تحمل حتى **150KG** بثبات عالي .
- ◀ حركة توافقية بين المسند والمقعد لتوفير راحة لجلوس المريض .
- ◀ ثباتية عالية على الأرض أثناء الحركة .
- ◀ كافة الأجزاء مصنعة من مواد أولية عالية الجودة... ذو عمر مديد .



مسند رأس مريح قابل للتعديل

مسند الرأس المنحني القابل للتعديل أكثر راحة من مسند الرأس المسطح التقليدي ، فهو يمنع الرأس من الاهتزاز ويمكن تعديله من زوايا متعددة .



ADJUSTABLE
COMFORT HEADREST

مبصقة قابلة للفك

يمكن فك المبصقة بسهولة للتنظيف والتعقيم وحدة المبصقة قابلة للدوران ب اتجاه المريض بزاوية 90° .



DETACHABLE SPITTOON

صندوق مناديل مدمج

لا حاجة لإضافة صندوق مناديل إضافي .. يقع صندوق المناديل بجوار ذراع الضوء مما يوفر راحة للمريض عند الاستخدام .



BUILT-IN
TISSUE BOX

ذراع جانبي للمسند قابل للتدوير

سلاسة في الحركة .. عند التدوير إلى الخلف أكثر راحة وأماناً للمرضى عند الاستلقاء على المقعد .



ROTATABLE
ARMREST

طاولة الأدوات

إمكانية التحكم في جميع وظائف الكرسي
إمكانية ضبط معدل تدفق المياه وضغط الهواء لكل توربين
فراامل هوائية لضبط حركة طاولة الأدوات وجعلها مستقرة .



INSTRUMENT
TRAY

AY-215 C1

كرسي طبيب الأسنان

إمكانية التحكم في ارتفاع المقعد والمسند
عجلات ذات ديمومة طويلة كتيمة للصوت
يوفر راحة عالية لجسم الطبيب عند الورك والظهر .



DENTIST CHAIR

وحدة التحكم المساعدة الجانبية

قابلة للحركة بزاوية 45 درجة يميناً ويساراً
7 أزرار للتحكم بوظائف الكرسي
ماص جراحي + ماص لعابي



ASSISTANT OPERATING
CONTROL SYSTEM

حجلة تخزين المياه

سعة تخزين كبيرة 1.5L
توفر وقت عمل أطول
لون شفاف لتحديد منسوب الماء داخل الحجلة .



WATER
STORAGE BOTTLE

مسند ظهر معدني

الظهر الداخلي 4 مم مصنوع من الفولاذ الصلب .
تتبنى الطبقة الخارجية عملية الطلاء بالرش الكهروستاتيكي
مع التصاق قوي .



METAL BACKREST

وسادة القدم

وسادة القدم مصنوعة من مادة PU التي لا يحتاج المرضى
إلى خلع أحذيتهم للعلاج ، وهي مريحة للتنظيف .



FOOT PAD

الصندوق الجانبي

يمكن تدويره بزاوية 45 درجة مما يوفر مساحة أكبر لمساعد الطبيب .



CAST
ALUMINUM BOX

الهيكل الداخلي

من معدن ألومنيوم المقاوم للصدأ والرطوبة ,
صلابة عالية .



ALUMINUM CABINET

ذراع ضوء المعالجة

مصنوع من ألومنيوم المصبوب ذو المرونة العالية ,
عمر طويل بعد إجراء أكثر من 100,000 اختبار جهد .



CAST ALUMINUM
LAMP HOLDER

هيكل الكرسي

هيكل الكرسي تم قصه وتشكيله بواسطة آلات الليزر
دقة عالية في الأبعاد .. تحقق توازن أعلى على الأرض ..
تعد أحدث تقنية يتم تصنيع بها وحدات طب الأسنان .



CHAIR FRAME

مصباح LED أبيض وأصفر


ضوء ليد أبيض وأصفر :
ضوء أقرب إلى اللون الطبيعي
إمكانية العمل باللون الأبيض
إمكانية العمل باللون الأصفر خلال المعالجة بالكمبوزيت لمنع تصلبها
حساس تشغيل باليد , مرونة في الحركة , تركيز عالي



WHITE & YELLOW LIGHT LED LAMP



THANK YOU!



al**aram**
dental supplies

ANYE®

الشركة المصنعة لكروسي وحدة الأسنان