



B&E Korea  
Product catalog  
**NO.1** for the Best  
for the Excellent

B&E KOREA Co., Ltd

## About B&E KOREA

تأسست عام 2013 تحت شعار توفير منتج مبتكر و ممتاز .  
تهدف لتكون الشركة الأولى في صناعة مواد طب الأسنان من خلال البحث  
و التطوير و الابتكار المستمر وهي حاصلة على شهادات  
**GMP ISO CE FDA**  
وستستمر في التركيز على ابتكار المنتجات ذات الجودة و الموثوقية العالية  
لتلبية رضا أطباء الأسنان حول العالم .

**B&E KOREA**  
providing innovative product  
for the best & excellent to be  
**NO.1** COMPANY  
IN DENTAL INDUSTRY



**ALKARAM**  
DENTAL SUPPLIES

Aleppo-Syria   @AlKaramDentalSupplies  [alkaramdent.com](http://alkaramdent.com)



B&E KOREA Co., Ltd

# B&E KOREA

# Etching Gel

## Etch-37

مخزّش حمض الفوسفور بتركيز 37%

- بقوام جيل يساعد بالثبات على سطح السن دون السيلان على الأسطح الغير مرغوب بتخريشها
- سهل التطبيق و الإزالة .
- إزالة طبقة اللابخة المتشكلة بعد التحضير مما يقوي قوى الارتباط للترميمات .
- تخريش كافي بأقل ضرر ممكن للبنى السنية .
- متوفر بكمية اقتصادية سيرنغ 5 ملم .



## Bonding Agent

### Xs-Bond

بوند من نظام الجيل الخامس ضوئي التصلب .

- قوة إلصاق عالية جداً .
- متقبل حيويًا و لا يحدث أي تنكس لبني أو تميح لبني .
- لا يسبب حساسية .



### Orthodontic Bond Primer

بوند خاص بالإلصاق التقويمي ضوئي التصلب .

- قوة إلصاق عالية جداً .
- ارتباط قوي جداً .
- متقبل حيويًا و لا يحدث أي تنكس لبني أو تميح لبني .
- لا يسبب حساسية .



Bonding Agent

## – Composite Resin

### XS Fill

- كمبوزيت ضوئي التصلب مصمم للترميمات الخلفية و الأمامية التجميلية**
- مدعم بجزيئات نانوية مألنة تسهل عملية الإنهاء و التلميع .
  - مقاومة عالية للانسحال و قوى الشد المختلفة .
  - تقلص تصلبي بالحد الأدنى مما يقلل من الشد على البنى السنية و السيطرة على التسرب الحفافي و تلون الحواف .
  - ظلالية شعاعية .
  - متوفر بألوان مختلفة ( A1. A2. A3. A3.5. B1. B2. AO3 ) .
  - لا يسبب حساسية عاجية .
  - قوام لدن سهل الاستخدام والتشكيل .
  - لا يلتصق على أدوات تطبيق الكمبوزيت .
  - يستخدم مخبرياً للترميمات الغير مباشرة (ONLAY.INLAY)
  - متوفر بحجم اقتصادي جدا 4 غرام للتيوب الواحد .



### Chemicore A3

- راتنج ثنائي التصلب لإلصاق الأوتاد الجذرية و بناء القلوب**
- يستخدم لإلصاق أوتاد الفايبر و إلصاق الترميمات الجذرية (ONLAY.INLAY)
  - يؤمن مقاومة كبيرة لقوى الضغط و القص .
  - يستخدم لبناء السن بعد إلصاق أوتاد الفايبر .
  - يستخدم للترميمات الكبيرة للأسنان الخلفية بعد المعالجة اللبية و بدفعات كبيرة .
  - يتوفر بشكل سيرنغ بحجم اقتصادي 10 غرام .



### Flow A2

- كمبوزيت سيال ضوئي التصلب**
- مثالي للتجاويف الصغيرة في الأسنان الأمامية و الخلفية .
  - يتميز بـ :
  - التدفق الجيد . قوة ضغط عالية . ظلالية شعاعية .
  - متوفر بألوان A1 - A2 - A3



## – Endodontic Materials



### Block-Dam

- يستخدم لتحقيق العزل و الختم الكامل حول حواف مشبك الحاجز المطاطي .
- يستخدم لبناء جدران الحجرة اللبية بشكل مؤقت أثناء المعالجة اللبية .
- يستخدم لعزل اللثة أثناء التبييض الضوئي في العيادة .
- سهل الاستخدام و سريع التصلب الضوئي .
- سموله وسرعة في الإزالة بعد انتهاء المعالجة .
- يتوفر بشكل سرنجات بسعة 1.2 ML .

## – Orthodontic Cement/Primer



### Bond T

كوهبوزيت إصاق الحاصرات الشفاف

- يحتاج لبوند يساعد في تأمين الحاصرة بالمكان المناسب بسبب لزوجته المتميزة
- قوة الرابطة المثلى .
- يضمن الالتصاق المثالي وضعًا دقيقًا للقوس بدون انزلاق .
- وقت معالجة أسرع .

## — Canal Prep Solution



### B&E PREP

- EDTA 18% هو مزلق و مهيب للقناة اللبية .
- يعمل على ربط سلس بين المبرد و الأقنية لتفادي كسر المبرد
- أساسه القابل للذوبان في الماء
- يساعد بعدم وجود بقايا و إزالة التكلسات بسهولة .

## — Endodontic Filling Material

### Root-Sil

- مادة حشو الأقنية الجذرية ذات أساس سيلكوني مدعمة بذرات ال MTA .
- زمن عمل 15 دقيقة و زمن تصلب سريع داخل القناة .
- سهوله إزالة زوائد السيلر من الحجرة اللبية بعد الانتهاء من حشو الأقنية .
- ظلالية ممتازة على صور الأشعة X-RAY .
- متقبل حيويًا لوجود ذرات MTA .
- يتمتع بخواص فيزيائية متطورة للإتحاد بأقماع الكوتا و تشكيل حشو كتيم للأقنية الجذرية .
- متوفر بسيرنغ 5ML.



## Endodontic & Orthodontic

## — Non-Eugenol Cement

### ChemiTemp orange

- اسمنت إصاق مؤقت كيميائي التصلب .
- يستخدم لإصاق التعويضات المؤقتة و التعويضات الدائمة بشكل مؤقت و بدون أوجينول .
- يتوفر بشكل سيرنغ 5ML مع رؤوس حقن . ECO



### XS-BOND 7

- بوند من نظام الجيل السابع ضوئي التصلب
- ليس بحاجة إلى تخريش .
- قوة إصاق عالية جدا .
- متقبل حيويًا ولا يحدث أي تنكس أو تميح لبني .
- لا يسبب حساسية .



## Pattern Flow

معجون ريزيني ضوئي التصلب للأخذ للطبعات  
و ربط الزرعات المباشرة .



## Pattern Putty

سيال ريزيني ضوئي التصلب لربط الزرعات  
بالطريقة المباشرة .



Always with B&E