

MARUCHI

alkaram
dental supplies



MARUCHI

Simple · Smart · Safe

About Us

شركة MARUCHI CO., LTD من الشركات الرائدة في قيادة المستقبل من خلال التطوير و الابتكار المستمرين حيث قامت بتطوير MTA ENDOCEM الموجه للمعالجات اللبية الحيوية في عام 2005. و أنشأت مؤسسة و خط إنتاج يضمن العمل في غرف معقمة في عام 2008 , و استخدمت تقنيات مبتكرة لتطوير المنتجات التي تركز على MTA من خلال معهد الأبحاث التابع للشركة.

*We just...
mimic nature*

ALKARAM
DENTAL SUPPLIES

🏠 Aleppo-Syria 📞 @AlKaramDentalSupplies 🌐 alkaramdent.com

☎ 0962233588 📱 0940666929 Aleppo 📱 0962233550 Lattakia

☎ 011 3336586 Damas 📱 0962233622 - 0989500089 Damas



PREMIXED INJECTABLE **ENDOCEM** MTA PREMIXED REGULAR



[Product composition]

2g Syringe 1EA / 22gauge Tip 10EA / 20gauge Tip 10EA

The first premixed MTA based on pure C3S with excellent physical properties and biocompatibility comparable to powder type MTA

Endocem MTA Premixed Regular

PERFORATION

APEXOGENESIS

PULPOTOMY



ENDOSEAL MTA

BIOCERAMIC INJECTABLE SEALER

2g syringe with 20 tips per package



ENDOSEAL MTA is a paste-type root canal sealer based on pozzolan cement that has excellent physical and biological properties of MTA. It is premixed and pre-loaded in a syringe that allows direct application of the sealer into the root canal without requiring powder/liquid mixing, unlike other products.

The product has outstanding flowability and maneuverability, which makes it possible to completely fill the root canal system including accessory and lateral canals.

State-of-the-art **MTA** root canal sealer that offers

- ◆ Fast setting time, 10-12 minutes
- ◆ Strong antibacterial effects
- ◆ Superior dimensional stability
- ◆ Easy retrieval with NiTi files
- ◆ Hermetic apical sealing
- ◆ High radiopacity
- ◆ Promotion of hard tissue formation
- ◆ No postoperative pain after overfilling



ENDO
SEAL



MARUCHI
Simple · Smart · Safe

To be —
a leader
of regenerative endodontics

Thank You!